



Visière de protection

Hygial

É
Q
U
I
P
E
M
E
N
T
S

D
E

P
R
O
T
E
C
T
I
O
N

I
N
D
I
V
I
D
U
E
L
L
E

PROPRIÉTÉS

- Visière de protection **transparente, flexible et confortable.**
- Le port de ce dispositif est une barrière anti-projection, qui empêche les éclaboussures de liquides organiques et de sang : elle protège ainsi votre visage de tout contact.
- Ce produit est réutilisable et lavable : après chaque utilisation il est impératif de le nettoyer avec du spray désinfectant, des lingettes ou une éponge et du savon.
- Dimensions : 32x22 cm. Composé d'un couvercle protecteur, d'une **bande de mousse pour un bon confort**, et d'un dispositif de fixation en polymère, cette visière est non stérile.
- Légère, elle est idéale pour protéger le personnel médical, les membres de la famille, les salariés sur point de vente, les bouchers, les boulangers, les personnels de supermarchés et de magasins.
- Pour une couverture optimale de votre visage et ainsi lutter efficacement contre la transmission du coronavirus, utilisez la visière de protection recommandée par Hygial.
- Ce produit est adapté aux adolescents. **Compatible avec le port des lunettes et du masque.**

RECOMMANDATIONS D'USAGE

- Ouvrir le paquet le long de l'ouverture.
- Retirer le film de protection et vérifier qu'il n'y ait ni odeurs ni corps étrangers.
- Placez la visière autour de votre tête et bien l'ajuster pour couvrir le visage, la bouche et le nez.

DURÉE DE VALIDITÉ

- 3 ans.

RÉFÉRENCES, CONDITIONNEMENTS ET STOCKAGE

N° Produit : 646326
Sachet de 5

N° Produit : 646298
Carton de 100

- Si le packaging est abimé, il est formellement interdit de porter la visière.
- Les visières de protection doivent être stockées dans un lieu sec à température ambiante, loin des produits inflammables, de la luminosité, et d'éventuels gaz corrosifs.
- Livrée à plat.



Hygial
L'hygiène : la vie

