



Sac à linge sanitaire à ouverture soluble à 25°C

Réf.646355 - Hygial

Le sac à linge sanitaire à ouverture soluble isole et sépare les produits infectés.

- Solution idéale pour manipuler de manière sûre tout type de linge potentiellement contaminé.
- Domaine d'utilisation : hôpitaux, résidences médicalisées, professionnels de santé, coiffeurs, hôtels.



PROPRIÉTÉS

- 660x880 mm
- Épaisseur : 20 microns.
- Capacité de chargement : 80 litres (ou 3,5kgs).
- Coloris : rouge.
- Fabriqué en polymère, **les liens de serrage ainsi que la bande d'ouverture se dissolvent à 25°C.**
- Fermeture par liens et bandes étanches aux bactéries.



Photo non contractuelle.

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Insérer le linge délicatement dans le sac hydrosoluble pour éviter les projections de poussières contaminées.
- Fermer le sac avec le cordon hydrosoluble fourni (avec des mains propres).
- Manipuler le sac avec les mains sèches.
- Éviter le contact avec l'humidité afin de préserver la solidité et l'intégrité du film.
- Expulser le maximum d'air possible avant la fermeture du sac.
- Conserver les sacs dans leur suremballage fermé à une température comprise entre 7°C et 30°C et une humidité comprise entre 20% et 70%.
- Lorsque le cycle d'entretien est terminé, seul un résidu de sac est à récupérer dans le tambour afin de le jeter à la poubelle.

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

N° Produit : 646355

Carton de 200